

MINI DAP 敌腐特灵使用说明

针对有刺激性和腐蚀性物质喷溅后对皮肤的紧急清洗。
感谢您对我公司MINI DAP微型便携式冲洗器的信赖。

MINI DAP 是什么？

它是200ml容量的敌腐特灵微型喷雾式清洗器。在喷溅发生后60秒内对受到化学物质入侵的脸部或一只手臂面积的清洗。

安装和使用原理：

由于它200ml容量所以要求在事故发生后60秒内对皮肤进行清洗。
MINI DAP必须安装在靠近易发生化学品喷溅事故的危險区域；特别推荐在实验室及存在有小面积喷溅人体的风险区域使用。

功效最大推荐使用：

MINI DAP作为第一时间对身体表面的紧急清洗，特别针对脸部和一只手臂的面积清洗。当启用MINI DAP时，所有的喷雾状液体必须一次性使用。如受污面积大时，我们推荐您使用DAPD，5L便携式独立冲洗器。它的功效由敌腐特灵活跃物质控制。在事故中被推荐使用完所有溶液。身体受到喷溅的伤员需要退却所有衣物，为了避免化学物质通过衣服更大地跟身体接触。

一般推荐使用：

MINI DAP必须作为第一清洗溶液进行清洗；如先用水进行清洗了就延误了最佳的救治时间，从而影响到救治的功效。如需要退却衣服，请在退却衣物后立即进行清洗。只需要去除瓶盖，对准喷溅处按喷头即可。如果您在喷溅现场没有取得敌腐特灵及时进行救治，请不要犹豫立即用水进行清洗。在指示标签显示日期前进行使用。部分的或不连续的清洗会减少疼痛，但是它不能立即停止灼伤的发展，需要使用完全部溶液。MINI DAP装置系统为一次性使用。清洗后，我们建议咨询专业医生。

敌腐特灵的有效范围和局限：

敌腐特灵® 被用于停止化学物质的渗透和几乎所有化学物质产生灼伤的演变。它的功效不针对氢氟酸和它的衍生物。在这种特殊情况下，我们推荐使用六氟灵®，他针对于氢氟酸和酸类氟化物的喷溅清洗。

如果灼伤已经产生，或者在60秒后才进行干预，该怎么做呢？

如果已经在60秒之外才进行干预，化学物质已经起作用了，灼伤已经在产生。需要想到一种改善紧急救治的清洗液，敌腐特灵®被证实了面对延迟救治仍然有很好的效果。我们推荐仍然把MINI DAP作为第一清洗溶液进行清洗。如果作为第二种清洗溶液，理想清洗持续时间为3-5分钟。

检修和维护：

MINI DAP必须安置在一个不会产生爆炸，非高温和阳光直射的地方。这种产品不能暴露在结冰状态下。因为这样一种水溶液在结冰后不能立即被投入使用。解冻后，它不会失去清洗效用。理想温度在15和35°C之间。产品需要在有效限定日期前进行更换（日期请参照标签处）。

毒性分析：

敌腐特灵是一种无刺激，不会引起过敏反应且无毒的溶液。

